



tonificación corporal

sienta la diferencia

zimmer
Mas

Zimmer

Desarrollo muscular mediante terapia de campos magnéticos



Miles de contracciones musculares provocadas por impulsos electromagnéticos

El "High Energy Inductive Treatment" (Tratamiento inductivo de alta energía) con *Z Tone* se realiza por medio de impulsos electromagnéticos y es capaz de provocar contracciones musculares.

Los campos electromagnéticos pueden penetrar en células, tejidos, órganos y huesos sin deformaciones ni pérdidas, activar la electroquímica del tejido y mejorar el funcionamiento de las células y las membranas celulares. En consecuencia, el campo magnético estimula las células nerviosas, los músculos y los vasos sanguíneos.



Conozca la nueva generación de tonificación corporal

Z Tone permite al usuario seleccionar para cada región uno de los 3 niveles de entrenamiento deseados, adecuados para el paciente.

Z Tone dispone de dos aplicadores del mismo tamaño. Ambos aplicadores se pueden controlar y utilizar individualmente. Esta función permite al usuario tratar al mismo tiempo dos regiones diferentes con distintas intensidades. El aparato también permite acoplar los aplicadores y utilizarlos con la misma intensidad.



Un paso más allá con



Z Tone

Diseño y rendimiento al punto

Z Tone dispone de dos aplicadores del mismo tamaño. Ambos aplicadores se pueden utilizar simultáneamente con idénticos parámetros de aplicación o por separado.

Todos los parámetros de tratamiento relevantes se pueden configurar, guardar y ajustar con unos pocos clics. *Z Tone* permite el tratamiento simultáneo con dos intensidades. Por ejemplo, se pueden tratar sin ningún problema los bíceps izquierdo y derecho con diferentes intensidades.

También es posible utilizar un solo aplicador.





Aumento de la eficiencia

Máxima flexibilidad

- Control separado de los aplicadores
- Dos tratamientos simultáneos

Mantenimiento fácil

Tiempo para lo esencial

- Sustitución fácil gracias a aplicadores desmontables



Ergonómico, estilizado, potente

Diseñado para la consulta moderna

- Pantalla de gran tamaño con interfaz de software intuitiva
- Protocolos individuales adaptados a la región muscular
- Asa de sujeción circunferencial para máxima movilidad
- Práctico soporte de aplicadores siempre cerca de la zona de tratamiento



Tríceps



Bíceps



Músculos de los glúteos




Regiones de aplicación

Un tratamiento - numerosos efectos



Abdomen



Músculos de las
piernas posteriores



Músculos de las
piernas anteriores




Z Tone - Novedades de la



Z Field Dual el aparato que le permite iniciarse en, la terapia de campos magnéticos

familia de campos magnéticos



Pantalla brillante

Replanteamiento de la facilidad de uso

La selección claramente estructurada de las regiones corporales establece nuevas pautas de comodidad de uso



Aplicadores desmontables

Tiempo para lo esencial

Los aplicadores desmontables se pueden sustituir con una maniobra sencilla



Valor ergonómico

Práctico soporte para aplicadores

Todos los elementos de mando esenciales están dispuestos de forma clara y, por tanto, son fáciles de alcanzar a una altura ergonómica.

La práctica asa de sujeción facilita el posicionamiento del aparato.

Combinado a gran escala

La combinación perfecta para clientes satisfechos

desarrollo muscular y apoyo en la reducción de grasa

El estiramiento cutáneo y la tonificación corporal van ganando posiciones en la consulta moderna.

Z Tone se puede combinar perfectamente con el tratamiento con *Z Wave Pro*. Tras el tratamiento con *Z Tone*, el tejido muscular necesita tiempo suficiente para regenerarse antes de iniciar el tratamiento con *Z Wave Pro*.

También es muy popular la combinación con *Z Lipo*. Se recomienda mantener un intervalo de al menos 2 semanas entre los tratamientos *Z Lipo* y *Z Tone*.



Tras el tratamiento con *Z Tone* es posible mejorar considerablemente la firmeza y la elasticidad de la piel, así como la neosíntesis de colágeno con el aparato de ondas de choque radiales *Z Wave Pro*.



Z Tone – Seguro, sencillo y rápido

El tratamiento se lleva a cabo en posición tumbada y es extremadamente cómodo para el paciente. Una sesión suele tardar entre 20 y 30 minutos. El tratamiento no invasivo y prácticamente indoloro permite al paciente reanudar su rutina diaria normal inmediatamente después del tratamiento.



Una posible combinación es, por ejemplo, la aplicación Z Tone después del tratamiento ZLipo (Cryolipolyse™). Esta combinación estimula los músculos tras la reducción de grasa.



Datos técnicos

118 ^{Al}
70 ^{An}
57 ^L
 Carcasa
 Dimensiones (cm)

1-100 ^{Hz}
 Frecuencia

2
 Canales

Protocolos de tratamiento **Regiones**

Pantalla táctil LCD

3,0 ^T
 Campo magnético

MD

81 ^{kg}
 Peso

 
 
 
 Síguenos

Distribuido por:
 Zimmer MedizinSysteme GmbH
 Junkersstraße 9
 89231 Neu-Ulm, Alemania
 Tel. +49 7 31. 97 61-291
 Fax +49 7 31. 97 61-299
 www.zimmer-aesthetics.com

Visite nuestro sitio web www.zimmer-aesthetics.com

