

Alma Hybrid™

El equilibrio perfecto

entre el mayor resultado y el menor tiempo de recuperación.



Rápido, importante reducción en los tiempos de tratamiento.



Mínimo tiempo de recuperación.



Versátil, combinación de energías CO₂ +1570 + IMPACT



Resultados superiores en el tratamiento de cicatrices y rejuvenecimiento de la piel.



Rejuvenecimiento Facial



Cortesía del Dr. Ofir Artzi, dermatólogo y experto en láser, Israel.

Eliminación de cicatrices



Cortesía del Dr. Ofir Artzi, dermatólogo y experto en láser, Israel.

Rejuvenecimiento no ablativo



Cortesía del Departamento Clínico de Alma.

Alma Hybrid ofrece opciones ilimitadas y un máximo control que va mucho más allá del láser fraccional estándar, permitiendo:

- Realizar tratamientos personalizados para cada paciente.
- Proveer excelentes resultados con mínimos efectos adversos y en un menor tiempo de recuperación.

CO₂

Láser CO₂ de 10,600nm

Combinación óptima de efecto ablativo y térmico para tratar la epidermis.

1570

Láser Erbium Glass de 1570 nm

Potente láser no ablativo que crea un efecto térmico que promueve la síntesis de nuevo colágeno a nivel de la dermis dejando intacta la epidermis.

IMPACT

IMPACT para la entrega de sustancias transepidérmica (iTED)


Tecnología de ultrasonido que utiliza presión acústica para administrar productos farmacéuticos y cosméticos transepidérmicamente para optimizar resultados y acortar los tiempos de recuperación.

ProScan

EMISIÓN LÁSER HÍBRIDA FRACCIONAL: CO₂ + 1570NM

- Efecto triple: ablativo, coagulativo y térmico, emitiendo rayos láser de diferentes longitudes de onda de forma focalizada, secuencial, ultrarrápida y alineada.
- Amplia gama de modos de escaneo diferentes para personalizar completamente el tratamiento y realizar una cobertura rápida de grandes áreas.
- Punta refrigerada para mejorar la seguridad y comodidad del tratamiento.
- Brinda la posibilidad de programar a medida, la relación ablación /no ablación, en una matriz en la piel, con las proporciones precisas y necesarias según las necesidades de cada paciente.

EJEMPLOS DE RELACIONES DE LÁSER PERSONALIZADAS



● Láser 1570
○ Láser CO₂



Impact

ENTREGA TRANSEPIDÉRMICA (TED) DE PRINCIPIOS ACTIVOS

- Tecnología de ultrasonidos patentada por Alma, diseñada para impulsar la penetración de principios activos en capas profundas de la piel.
- Logra superar las fuerzas del fluido intracelular producido por la piel para administrar productos farmacéuticos de forma transepidérmica, a través de los microcanales creados por el láser de CO₂.
- Permite que el principio activo penetre en profundidad, obteniendo mejores resultados.



Hylight

CORTE Y COAGULACIÓN CON UNA GRAN VARIEDAD DE TAMAÑOS DE SPOTS

- Ajuste flexible del tamaño del spot, ideal para tratar lesiones de la piel como papilomas cutáneos y lesiones individuales.
- Ofrece la posibilidad de cambiar el tamaño del spot láser hasta 4 mm desde un solo aplicador.
- Permite trabajar con spots de tamaños más grandes manteniendo la estabilidad del trabajo durante el tratamiento.
- Brinda la posibilidad de elegir con que longitud de onda se quiere trabajar: CO₂ o Erbium Glass 1570.



Pixel

PIEZA PARA REALIZAR TRATAMIENTOS CO₂ EN STAMPING

- Emisión láser fraccional CO₂ única con efecto térmico alto y corta recuperación.
- Ideal para mejorar todo tipo de líneas y arrugas y para reafirmación cutánea.
- Pixela en haces de 49 (7x7) u 81 pixeles (9x9), creando así secciones microscópicas simultáneas de lesión micro ablativa.
- Permite el uso de una energía mucho más elevada a través de duraciones de pulso más largos, creando una coagulación mayor y un gran efecto térmico con ablación mínima además de un significativo tiempo de recuperación menor.



ThermoTight

LÁSER NO ABLATIVO. TRATAMIENTOS DE REAFIRMACIÓN DE LA PIEL SIN INACTIVIDAD

- Permite desfocalizar el haz láser para crear un potente efecto térmico en la piel.
- Ofrece un tratamiento de reafirmación o tensado de la piel sin incapacitación.

